

Gafas para el tratamiento del estrabismo infantil

El producto incluye:

- 1 Gafa
- 2 Oclusores (derecho e izquierdo)
- 1 Caja para guardado
- Manual de usuario
- QR Aplicación móvil

CONTACTOS

Tel.: (0992) 625- 428
www.tesa.com.py

Opción 1

Pasos a seguir:

1

Colocación de gafa al usuario.



Ingresar a la aplicación móvil “Tesa”.

2



Fijarse el lado de oclusor a colocar de acuerdo al día o si es día libre de oclusión.

Colocación del oclusor en la gafa.



3



Programar la alarma e iniciar el cronómetro.

4

Retirar oclusor de la gafa.




Una vez que suene la alarma, detenerla y retirar el oclusor.

Opción 2

Pasos a seguir:

1

Ingresar a la aplicación móvil “Tesa”.




Fijarse el lado de oclusor a colocar de acuerdo al día o si es día libre de oclusión.

Colocación del oclusor en la gafa.





Colocación de gafa al usuario.



Programar la alarma e iniciar el cronómetro.

4

Retirar oclusor de la gafa.



Una vez que suene la alarma, detenerla y retirar el oclusor.

PROGRAMACIÓN DE LOS DÍAS DE OCLUSIÓN

ROJO



•Lunes - Miércoles - Viernes:

OJO IZQUIERDO (O.I)


VERDE



•Martes -Jueves - Sábado:

OJO DERECHO (O.D)

LIBRE



•Domingo:

DÍA LIBRE DE OCLUSIÓN.



Evitar:

- Sumergir el producto en sustancias químicas.
- Pintar el producto con pinturas no aptas con plástico flexible.
- Exponer a temperaturas superiores a 70°C, evitar dejar expuesto al sol por periodos prolongados de tiempo.

Se recomienda:

- Limpieza de las ranuras de la montura, que pueden alojar suciedad o polvo.
- Limpieza de los oclusores con paño húmedo.
- Mantener guardado los oclusores dentro de la caja posterior a su uso.